

Portafiltro magnético de PPSU MF 3/3a pro

Código: 200300-01-P

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)


[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- El sello magnético facilita la operación con una sola mano y evita torsiones de las membranas.
- Compatible con distintos tipos de botellas y matraces de vacío.
- Los puntos de acceso para pinzas en la base de soporte ayudan a retirar la membrana sin dañarla.
- La guía de membrana en la base de soporte ayuda a posicionar la membrana fácilmente.
- Los portafiltros de la serie MF Pro están fabricados con PPSU, que ofrece mejor resistencia química y al calor que el PES. Esto los hace más duraderos y de mayor vida útil.
- Recomendado para aplicaciones que requieren autoclavado frecuente en laboratorios farmacéuticos y de biotecnología.
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
200300-01-p	MF 3 Pro, portafiltro magnético de PPSU de 300ml (incluye lo siguiente)
200300-36	Kit de tapa de PP
200300-30-p	Embudo magnético de PPSU de 300ml
200300-32-p	Base de soporte magnética de PPSU
167110-16	Tapón de silicona N°8

Número de parte del producto	Producto
200310-01-p	MF 3a Pro, portafiltro magnético de PPSU de 300ml (incluye lo siguiente)
200300-36	Kit de tapa de PP
200300-30-p	Embudo magnético de PPSU de 300ml
200310-32-p	Base de soporte magnética de PPSU (corta)



Especificaciones técnicas

Especificación	47mm
Material · Embudo	PPSU
Material · Base de soporte	PPSU
Material · Soporte de membrana	PPSU
Material · Tapa del embudo	PP
Material · Conector de manguera	PPSU
Material · Tapón de la tapa	silicona
Especificaciones · Capacidad del embudo	300ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	47mm
Especificaciones · Incremento de graduación	50ml
Especificaciones · Diámetro del filtro	47mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID4- ID8
Especificaciones · Área de filtración efectiva	13.1 cm²

Aplicaciones

- Filtración para ensayos de sólidos suspendidos en agua municipal, superficial, subterránea y potable
- Filtración para ensayos microbiológicos en las industrias de alimentos, farmacéutica y de bebidas
- Purificación de medios en laboratorios de ciencias de la vida
- Filtración al vacío de muestras acuosas

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)