



Portafiltro de vidrio de 300 mL con soporte de vidrio sinterizado

Código: 167120-31

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- El conector roscado ayuda a retirar rápidamente la manguera de silicona.
- La ventosa de fijación de silicona evita que el matraz receptor se vuelque accidentalmente.
- Purificación de solventes y filtración general, como ensayos microbiológicos
- Análisis de sólidos suspendidos, etc.

Número de parte del producto	Producto
167120-31	Portafiltro de vidrio sinterizado de 300ml (Contiene los siguientes tres elementos)
167210-03	I . Embudo de vidrio de 300ml
167240-01	II . Abrazadera de aluminio
167230-03	III . Base de soporte de vidrio sinterizado de 47mm (incluye tapón de silicona N°8)

Especificaciones técnicas

Especificación	167120-31
Material del embudo	Vidrio de borosilicato
Material de la base de soporte	Vidrio de borosilicato
Material del soporte de membrana	Vidrio sinterizado
Material de la pinza	Aluminio
Material del tapón	Caucho de silicona (N° 8)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)