



Matraz receptor de vidrio de 1000 mL

Código: 167100-15

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Descarga el filtrado directamente sin retirar los tubos.
- La ventosa de fijación de silicona evita que el matraz receptor se vuelque accidentalmente.

Número de parte	Descripción
167100-15	Matraz receptor con drenaje y ventosa de fijación de silicona

Especificaciones técnicas

Especificación	167100-15
Especificaciones · Capacidad del matraz	1000 mL
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Dispositivo de drenaje	Sí
Especificaciones · Tapón	tapón N°8 (opcional)
Especificaciones · Ventosa de fijación de silicona	Sí
Material · Recipiente	vidrio borosilicato
Material · Conector	PP

Aplicaciones

- Filtración al vacío general
- Purificación de medios
- Ensayo microbiológico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)