

Equipo de filtración LF 30

Código: 197010-30

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Diseño de cierre giratorio sin abrazadera.
- Resistente a golpes y a altas temperaturas, y autoclavable.
- Protección contra desbordamiento integrada.

Número de parte	Descripción
197010-30	LF 30, set de filtración
197000-01 197000-36 197000-34 97000-35	El portafiltro de PES de 300ml incluye: Kit de tapa de PP Embudo de PES, 300 mL Base de soporte de PC
197000-31-PC 197000-53-PC 197000-31-PC	La botella de desecho de PC de 1200 ml con tapa incluye: Tapa de PC Botella de PC, 1200 mL

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 mL
Especificaciones · Capacidad del matraz	1200 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Protección contra desbordamiento	Sí
Material · Embudo	PES
Material · Base de soporte	PC
Material · Soporte de membrana	PP
Material · Matraz receptor	PC

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Succión de desechos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)