

Equipo de filtración LF 5a - 500

Código: 197010-34

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- La conexión spin-lock facilita una instalación rápida y estable sin abrazadera.
- La estructura de PES ofrece excelente resistencia a golpes, resistencia a altas temperaturas y es autoclavable.
- Reutilizable, amigable con el planeta y le ahorra dinero.
- Embudo graduado en incrementos de 50 ml para una medición fácil.
- El LF 3/5 está equipado con un tapón N°16 que permite usarlo con los otros matraces receptores.
- El LF 3a/5a está disponible para adaptarse a diferentes botellas de tejido.
- Filtración general
- Succión de desechos

Número de parte	Descripción
197010-34	Equipo de filtración LF 5a - 500
197000-07	Portafiltro de PES LF 5a de 500 ml
197000-56	Embudo de PES de 500ml
197000-38	Adaptador para botella de tejido
197000-37	Malla de soporte
197500-58	Botella de tejido de 500ml

Especificaciones técnicas

Especificación	47mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	500 ml
Especificaciones · Diámetro del filtro	47mm
Especificaciones · Filtro de jeringa	25 mm, 0.2µm
Especificaciones · Diámetro del conector de entrada de la tapa	7 mm
Material · Embudo	PES
Material · Base de soporte	PC
Material · Soporte de membrana	PP
Material · Tapa del embudo	PP (opcional para LF 5a)
Material · Tapón de la tapa	silicona
Material · Filtro de jeringa	PTFE

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)