

Equipo de filtración MF 30

Código: 200320-30

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)


[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- El fuerte sello magnético del MF 30 permite operarlo con una sola mano
- Excelente resistencia a golpes, resistencia a altas temperaturas y autoclavable.
- Embudo graduado en incrementos de 50 ml y receptor en incrementos de 100 ml para una medición fácil.
- Protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando la botella de desecho está llena.

- ▶ Portafiltro magnético de PES de 300 ml
- ▶ Botella de desecho de PC de 1200 ml con tapa
- ▶ Protección contra desbordamiento
- ▶ Tapón de silicona (N°16)
- ▶ Tapa con conector de succión

Número de parte	Descripción
200320-30	MF 30, equipo de filtración de 47 mm
200300-01 200300-36 200300-30 200300-32 167110-17	MF 3, portafiltro magnético (300ml) incluye: Kit de tapa de PP para embudo magnético Embudo magnético de PES, 300 ml Base de soporte magnética de PES Tapón de silicona (N° 16)
197000-11-PC 197000-40 197000-32-PC 197000-39 197000-31-PC	Botella de desecho de PC con tapa, 1200 ml Tapa de PP negra Tapa de PC Protección contra desbordamiento Botella de PC, 1200 ml



Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 ml
Especificaciones · Capacidad del matraz	1200 ml
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Material · Embudo	PES
Material · Base de soporte	PES
Material · Soporte de membrana	PES
Material · Matraz receptor	PC

Aplicaciones

• Filtración general



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Filtración general
- Succión de desechos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)