

Equipo de filtración MF 31

Código: 200320-31

Marca: Rocker


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- El fuerte sello magnético del MF 31 permite operarlo con una sola mano.
- Resistente a golpes y a altas temperaturas, y autoclavable.

Número de parte del producto	Producto
200320-31	MF 31, set de filtración de 47 mm
200300-01 200300-36□ 200300-30□ 200300-32□ 167110-16□	MF 3, portafiltro magnético (300 mL) incluye: Kit de tapa de PP para embudo magnético Embudo magnético de PES, 300 mL Base de soporte magnética de PES Tapón de silicona (N°8)
167300-08	Matraz receptor con drenaje, 1000 mL (con conector roscado)
167200-45	Ventosa de fijación de silicona



Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Capacidad del embudo	300 ml
Capacidad del matraz	1000 ml
Diámetro del filtro	47 mm
Área de filtración efectiva	13.1 cm ²
Conector de manguera	5/16 pulgada
Dispositivo de drenaje	Sí
Indicación de escala	50 ml
Protección contra desbordamiento	No
MF31	Material
Embudo	PES
Base de soporte	PES

Especificación	47 mm
Soporte de membrana	PES
Matraz receptor	Vidrio borosilicato
Manguera de drenaje	Caucho (no autoclavable)

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Ensayo microbiológico
- Ensayo de sólidos suspendidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)