



Equipo de filtración SF 11

Código: 167200-02

Marca: Rocker


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Instalación rápida y estable gracias al diseño spin-lock sin abrazadera del portafiltro.
- El embudo de SS316 es irrompible, duradero y puede esterilizarse rápidamente a la llama.
- Descarga el filtrado directamente sin retirar los tubos.

Número de parte	Descripción
167200-02	SF 11, set de filtración de acero inoxidable de 47 mm (incluye las piezas siguientes:)
180100-10	SF 1, portafiltro de acero inoxidable de 100ml
167300-08	Matraz receptor con drenaje, 1000 mL (con conector roscado)
167200-45□	Ventosa de fijación de silicona



Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	100 mL
Especificaciones · Capacidad del matraz	1000 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Dispositivo de drenaje	Sí
Material · Embudo	SS316
Material · Base de soporte	SS316
Material · Soporte de membrana	SS316
Material · Tapón	Caucho de silicona (N°8)
Material · Matraz receptor	Vidrio borosilicato
Material · Manguera de drenaje	Caucho (no autoclavable)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Purificación de medios
- Ensayo microbiológico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)