



Equipo de filtración SF 30

Código: 197010-33

Marca: Rocker


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Portafiltro SF práctico, sin abrazadera, con diseño spin-lock.
- El embudo de SS316 es irrompible, duradero y puede esterilizarse rápidamente a la llama.
- La protección contra desbordamiento integrada hace que la filtración sea más fácil y sin preocupaciones.

Número de parte	Descripción
197010-33	SF 30, set de filtración de acero inoxidable de 47 mm
Portafiltro de acero inoxidable de 300 ml 180100-03□ 180100-31□ 180100-00□ 167110-17□	Portafiltro de acero inoxidable de 300 ml Embudo de acero inoxidable, 300 mL Malla de soporte de acero inoxidable Base de soporte de acero inoxidable Tapón de silicona (N°16)
197000-11-PC□Botella de desecho de PC con tapa, 1200 ml 197000-40□ 197000-32-PC□ 197000-39□ 197000-31-PC□	197000-11-PC□Botella de desecho de PC con tapa, 1200 mL Tapa de PP negra Tapa de PC Protección contra desbordamiento Botella de PC, 1200 mL



Especificaciones técnicas

Especificación	47mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 mL
Especificaciones · Capacidad del matraz	1200 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	47mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)
Especificaciones · Protección contra desbordamiento	Sí
Material · Embudo	SS316
Material · Base de soporte	SS316
Material · Soporte de membrana	SS316
Material · Botella receptora	PC

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Filtración al vacío
- Ensayo microbiológico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)