



Equipo de filtración SF 52

Código: 167200-11

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Instalación rápida y estable gracias al diseño spin-lock sin abrazadera del portafiltro.
- El embudo de SS316 es irrompible, duradero y puede esterilizarse rápidamente a la llama.
- Descarga el filtrado directamente sin retirar los tubos.

167200-11	SF 52, set de filtración de acero inoxidable de 47 mm (incluye las piezas siguientes:)
180100-05	Embudo de filtración de acero inoxidable, 500 mL
180100-31	Malla de soporte de acero inoxidable
180100-00	Base de soporte de acero inoxidable
167110-16	Tapón de silicona (N° 8)
167200-13	Matraz receptor con drenaje, 2000 mL

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	500 ml
Especificaciones · Capacidad del matraz	2000 ml
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)
Especificaciones · Dispositivo de drenaje	Sí
Material · Embudo	SS316
Material · Base de soporte	SS316
Material · Soporte de membrana	SS316
Material · Tapón	Caucho de silicona (N°8)
Material · Matraz receptor	Vidrio borosilicato
Material · Manguera de drenaje	Caucho (no autoclavable)

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Filtración al vacío
- Purificación de medios
- Ensayo microbiológico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)