



Equipo de filtración VF 12

Código: 167200-12

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ahorra tiempo

El VF 12 puede filtrar y almacenar la solución directamente en una botella de almacenamiento GL45 sin necesidad de transferirla desde el matraz de filtración.


Adecuado para botella de almacenamiento GL45

El diseño exclusivo del adaptador de filtración permite conectarlo a botellas de almacenamiento GL45 (1000 ml, 2000 ml, 5000 ml etc.)

Patente, N° M508321

El adaptador de filtración ha obtenido una patente, N° M508321

Número de parte	Descripción
167200-12	VF 12, set de filtración de vidrio (1-5)
197000-65	(4) Adaptador de filtración para botella GL45
197000-59	(5) Botella de vidrio de laboratorio de 1000 ml
167120-31	Portafiltro de vidrio de 300 mL (1-3)
167210-03	(1) Embudo de vidrio, 300mL
167240-01	(2) Abrazadera de aluminio, 47mm
167230-03	(3) Base de soporte de vidrio sinterizado de 47 mm (incluye tapón de silicona N°8)



Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 mL
Especificaciones · Capacidad de la botella de almacenamiento	1000 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)
Material · Embudo	Vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	vidrio sinterizado
Material · Abrazadera	aluminio
Material · Tapón	Caucho de silicona (N°8)
Material · Adaptador de filtración	PP (autoclavable)
Material · Botella receptora	Vidrio borosilicato



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Purificación de solventes y filtración de solventes

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)