



Equipo de filtración VF 15

Código: 167200-15

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle


Ahorra tiempo

El VF 15 puede filtrar y almacenar la solución directamente en una botella de almacenamiento GL45 sin necesidad de trasvasarla desde el matraz de filtración.

Adecuado para botellas de almacenamiento GL45

El diseño exclusivo del adaptador de filtración permite conectarlo a botellas de almacenamiento GL45 (1000 ml, 2000 ml, 5000 ml etc.)

Número de parte	Descripción
167200-15	Set de filtración de vidrio VF 15
167120-37	Portafiltro de vidrio, 1000 mL
197000-65	Adaptador de filtración para botella GL45
197000-55	Botella de vidrio de laboratorio, 5000 mL



Especificaciones técnicas

Especificación	90 mm
Especificaciones · Capacidad del embudo	1000 mL
Especificaciones · Capacidad de la botella	5000 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	90 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID4~ID8
Material · Embudo	Vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	SS316
Material · Abrazadera	aluminio
Material · Tapón	Caucho de silicona (N°8)
Material · Adaptador de filtración	PP (autoclavable)
Material · Botella de almacenamiento	Vidrio borosilicato



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Purificación de solventes, filtración de solventes
- Fase móvil para análisis HPLC, GC y AA.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)