



Equipo de filtración VF 7

Código: 167200-07

Marca: Rocker


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Desconexión rápida y fácil con conector roscado en el brazo lateral.
- Equipado con ventosa de fijación de silicona antiderrames.

Número de parte	Descripción
167200-07	VF 7, set de filtración de vidrio (incluye las piezas siguientes)
167250-03	(6) Matraz receptor, 1000ml (con conector roscado)
167200-45	(7) Ventosa de fijación de silicona
167120-33	Portafiltro de vidrio de 300 mL (incluye 1/2/3/4/5)
167210-03	(1) Embudo de vidrio, 300mL
167240-01	(2) Abrazadera de aluminio, 47mm
167230-31	(3) Malla de soporte de SS
167230-41	(4) Empaquetadura de PTFE
167230-07	(5) Base de soporte de vidrio (incluye tapón de silicona N°8)



Especificaciones técnicas

Especificación	47mm
Material · Embudo	vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	malla de SS con empaquetadura de PTFE
Material · Abrazadera	aluminio
Material · Tapón	goma de silicona
Material · Matraz receptor	Vidrio borosilicato
Especificaciones · Capacidad del embudo	300 mL
Especificaciones · Capacidad del matraz	1000 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	47mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Área de filtración efectiva	9.6 cm ²



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Purificación de solventes y filtración de solventes
- Filtración al vacío
- Ensayo microbiológico
- Análisis de sólidos suspendidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)