



Equipo de filtración VF 8

Código: 167200-08

Marca: Rocker


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Las marcas de escala precisas facilitan la adición exacta de muestra.
- Seleccione vidrio sinterizado o acero inoxidable como soporte de membrana.

Número de parte	Descripción
167200-08	VF 8, set de filtración de vidrio para microanálisis de 25 mm (incluye lo siguiente)
167250-05	(6) Matraz receptor, 125ml
167120-34	Portafiltro de vidrio de 15 ml (incluye 1/2/3/4/5)
167220-15	(1) Embudo de vidrio, 15ml
167240-05	(2) Abrazadera de aluminio
167230-32	(3) Base de soporte de vidrio sinterizado (incluye tapón de silicona N°5)
167230-42	(4) Empaquetadura de PTFE
167230-08	(5) Base de soporte de vidrio (incluye tapón de silicona N°5)



Especificaciones técnicas

Especificación	25mm
Material · Embudo	vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	mallá de SS con empaquetadura de PTFE
Material · Abrazadera	aluminio
Material · Tapón	goma de silicona
Material · Matraz receptor	Vidrio borosilicato
Especificaciones · Capacidad del embudo	15mL
Especificaciones · Capacidad del matraz	125mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	25mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID8



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	25mm
----------------	------

Especificaciones · Área de filtración efectiva	2.5 cm2
--	---------

Aplicaciones

- Filtración al vacío de pequeño volumen para análisis de contaminación biológica o por partículas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)