



Lavador ELISA BioWasher 100

Código: 196100-00

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Lavador ELISA económico

El Biowasher 100 es un lavador manual por gravedad que no necesita electricidad. Ideal para el lavado ELISA a escala de laboratorio de microplacas de 96 pocillos, tiras de 8 tubos o aplicaciones similares.

Soporte de inclinación inteligente

Un soporte seguro para sostener la placa en posición plana o inclinada, para reducir los residuos de líquido y ser más ergonómico.

Sin contaminación cruzada

El dispensador de 8 canales está diseñado con 2 filas de tubos de distintas alturas para evitar la contaminación cruzada en cada pocillo.

- Tubos cortos: distribuyen la solución de lavado
- Tubos largos: aspiran el líquido de desecho mediante vacío

Durable y autoclavable

Las partes en contacto con el fluido del dispensador de 8 canales están fabricadas en PTFE y SS304, lo que lo hace resistente a químicos y completamente autoclavable.

Número de parte	Descripción
196100-00	BioWasher 100, kit de lavado de microplacas



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	196100-00
Conector de manguera	ID5
Peso neto	560 g
Dimensiones (LxAnxAl)	20 x 15 x 8 cm
Dispensador de 8 canales	PTFE, SS304
Soporte de microplacas	acrílico

Aplicaciones

- Lavado ELISA
- Lavado de microplacas de 96 pocillos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)