



Manifold de vacío para microplacas WelVac 200

Código: 195200-00

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Operación simplificada

El WelVac 200 está diseñado para reemplazar las centrifugas tradicionales por una fuente de vacío y simplificar el proceso de purificación de ADN plasmídico, ADNss, ARN, ADN genómico, ácidos nucleicos virales, etc.

Mayor eficiencia

El manifold de vacío WelVac proporciona una purificación de muestras rápida y continua sin procesos repetitivos de centrifugación.

Múltiples usos en un solo equipo

La placa adaptadora de columnas y el conector luer, de diseño único, hacen que el WelVac 200 sea altamente compatible con diversos tipos de columnas de centrifugación y microplacas de 96 pocillos.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
195200-00	Manifold de vacío para microplacas WelVac 200, el set completo incluye: ▶ 195200-42 Placa adaptadora para columnas de centrifugación (24 orificios) ▶ 195200-43 Conector luer (25/pk) ▶ 195200-44 Tapón luer (25/pk) ▶ 195200-45 Bandeja de desechos

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	195200-00
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Peso neto	2.6 kg
Especificaciones · Dimensiones (LxAnxAI)	23 x 12 x 10 cm
Material · Manifold de vacío	aluminio
Material · Placa adaptadora de columnas	PC
Material · Empaquetadura	caucho
Material · O-ring	caucho
Material · Conector luer	silicona
Material · Tapón luer	silicona

Aplicaciones

- Purificación de ADN
- Purificación de ARN
- Purificación en gel
- Limpieza de PCR

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)