



Detector de DQO CD 200

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Use los reactivos de su elección

El detector CD 200 lee reactivos de distintas marcas. Viene preprogramado con parámetros de Hach, Lovibond, CHEMetrics, Hanna y Merck, o puede configurarlos usted mismo.

Amplio rango de medición

El CD 200 puede medir valores de DQO en 3 rangos distintos: 10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L y 1000 ~ 15000 mg/L.

Detección rápida

El CD 200 puede detectar y guardar el valor de DQO en 3 segundos.

Almacenamiento de datos de hasta 100 registros

La memoria incorporada puede almacenar hasta 100 registros para un fácil acceso.

[Descargue aquí el PDF del procedimiento de ensayo de DQO.](#)

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
198200-01	CD200, detector de DQO, adaptador AC100~240V, enchufe US
198200-02	CD200, detector de DQO, adaptador AC100~240V, enchufe EU

Especificaciones técnicas

Especificación	CD200, detector de DQO, adaptador AC100~240V, enchufe EU	CD200, detector de DQO, adaptador AC100~240V, enchufe US
Potencia	DC12V, 1.0A	DC12V, 1.0A
Alimentación	batería DC 9V o adaptador de corriente	batería DC 9V o adaptador de corriente
Potencia máx.	1W	1W
Pantalla	LCD con retroiluminación	LCD con retroiluminación
Marcas de reactivos	Hach, Lovibond, CHEMetrics, Hanna, Merck	Hach, Lovibond, CHEMetrics, Hanna, Merck
Rango de medición	10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L	10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L
Curvas definidas por el usuario	6 curvas	6 curvas
Fuente de luz	LED	LED
Longitud de onda de trabajo	420 nm, 610 nm (automática)	420 nm, 610 nm (automática)
Tiempo de detección	3 seg	3 seg
Estabilidad óptica	≤ 0.005 Abs / 30 min	≤ 0.005 Abs / 30 min

Especificación	CD200, detector de DQO, adaptador AC100~240V, enchufe EU	CD200, detector de DQO, adaptador AC100~240V, enchufe US
Almacenamiento	100 registros	100 registros
Información de datos	concentración, número de muestra, hora	concentración, número de muestra, hora
Peso neto	0.5 Kg	0.5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	23 x 13 x 9 cm	23 x 13 x 9 cm

Aplicaciones

- Análisis de aguas residuales de fábricas
- Monitoreo de aguas, como aguas superficiales y subterráneas
- Monitoreo ambiental en lagos, lagunas y ríos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)