



Tapa de embudo de PP

Código: 197000-36

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

N° de catálogo: 197000-36

Adecuada para: LF 3 / LF3a, portafiltro Spin-Lock (300 ml)

Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm

Material del cuerpo: PP

Material de la tapa: silicona

Material del filtro de jeringa: PTFE

N° de catálogo: 200300-36

Adecuada para:

□□LF 5 / LF 5a, portafiltro Spin-Lock (500 ml)

□□MF 3 / MF 3a, portafiltro magnético (300 ml)

□□MF 5 / MF 5a, portafiltro magnético (500 ml)

Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm

Material del cuerpo: PP

Material de la tapa: silicona

Material del filtro de jeringa: PTFE

Especificaciones técnicas

Especificación	197000-36
N° de catálogo	197000-36
Adecuada para	LF 3 / LF3a, portafiltro Spin-Lock (300 ml)
Filtro de jeringa	25 mm, 0.2 µm
Material del cuerpo	PP
Material de la tapa	silicona
Material del filtro de jeringa	PTFE

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)