



Lubricante Tanker SC

Código: 187100-05

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Fórmula especial para bombas de vacío de aceite Tanker.
- Excelente viscosidad.
- Resistencia a altas temperaturas.
- Fuerte capacidad antioxidante.

Número de parte	Descripción
187100-05	Lubricante (500ml / PK)

Especificaciones técnicas

Especificación	187100-05
Capacidad	500 mL
Viscosidad a 40 °C	47 mm²/s
Viscosidad a 100 °C	7 mm²/s
Densidad	868 kg/m³

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)