



Portafiltro de acero inoxidable SF

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Diseño de cierre giratorio sin abrazadera.
- El marcado láser preciso asegura una alta exactitud de volumen.
- La guía de membrana en la base de soporte ayuda a posicionar la membrana fácilmente.
- Los puntos de acceso para pinzas en la base de soporte ayudan a retirar la membrana sin dañarla.
- El embudo de SS316 es irrompible, duradero y puede esterilizarse rápidamente a la llama.
- Error de volumen $\leq 2.5\%$

Número de parte	Descripción
180100-10	SF 1, portafiltro de acero inoxidable de 100 ml
180100-30	SF 3, portafiltro de acero inoxidable de 300 ml
180100-50	SF 5, portafiltro de acero inoxidable de 500 ml
180100-01	SF, embudo de acero inoxidable de 100 ml
180100-03	SF, embudo de acero inoxidable de 300 ml
180100-05	SF, embudo de acero inoxidable de 500 ml
180100-11	Tapa de acero inoxidable de 100 ml
180100-13	Tapa de acero inoxidable de 300 ml / 500 ml

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · SF 1, portafiltro de acero inoxidable de 100 ml	47 mm · SF 5, portafiltro de acero inoxidable de 500 ml	47 mm · SF 3, portafiltro de acero inoxidable de 300 ml
Capacidad del embudo	100 ml	500 ml	300 ml
Diámetro del filtro	47 mm	47 mm	47 mm
Área de filtración efectiva	11.6 cm ²	11.6 cm ²	11.6 cm ²
Incremento de graduación	50 / 100 ml	250 / 500 ml	100 / 250 / 300 ml



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Filtración al vacío
- Ensayo de sólidos suspendidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)