



Sistema de filtración para microplacas WelVac 210

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Operación simplificada

El WelVac 200 está diseñado para reemplazar las centrífugas tradicionales por una fuente de vacío y simplificar el proceso de purificación de ADN plasmídico, ADNss, ARN, ADN genómico, ácidos nucleicos virales, etc.

Mayor eficiencia

El manifold de vacío WelVac proporciona una purificación de muestras rápida y continua sin procesos repetitivos de centrifugación.

Múltiples usos en un solo equipo

La placa adaptadora de columnas y el conector luer, de diseño único, hacen que el WelVac 200 sea altamente compatible con diversos tipos de columnas de centrifugación y microplacas de 96 pocillos.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA (Rocker 300)
- Certificación IP 30 (Rocker 300)
- Certificación RoHS (Rocker 300)

Número de parte	Descripción
-----------------	-------------

Número de parte	Descripción
195210-11(22)	Sistema de manifold de vacío para microplacas WelVac 210, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz), el set completo incluye: ► Rocker 300, bomba de vacío sin aceite, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) ► WelVac 200, manifold de vacío para microplacas ► Tubo de silicona
197000-12	Botella de vacío de PES, 1200 mL (opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	Sistema de manifold de vacío para microplacas WelVac 210, AC110V, 60Hz	Sistema de manifold de vacío para microplacas WelVac 210, AC220V, 50Hz
Especificaciones · Potencia máx.	65W	60W
Especificaciones · Corriente máx.	0.7A	0.3A
Especificaciones · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Especificaciones · Caudal máx.	23 L/min	23 L/min
Especificaciones · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Especificaciones · Conector de manguera	ID8	ID8
Especificaciones · Peso neto	6.8 Kg	6.8 Kg
Especificaciones · Dimensiones	60 x 14 x 20 cm	60 x 14 x 20 cm
Material · Manifold de vacío	aluminio	aluminio
Material · Placa adaptadora de columnas	PC	PC
Material · Empaquetadura	caucho	caucho
Material · O-ring	caucho	caucho
Material · Conector luer	silicona	silicona
Material · Tapón luer	silicona	silicona

Aplicaciones

- Purificación de ADN
- Purificación de ARN
- Purificación en gel
- Limpieza de PCR

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)