



Sistema de succión de gran volumen Lafil 200 – BioDolphin

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Todo en uno, ahorra 50% de espacio

El sistema de succión Lafil 200 integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorra 50% de espacio en el mesón.

Gran volumen, ahorro de esfuerzo

Equipado con una botella de PP de gran capacidad de 4L, ahorra el esfuerzo de vaciar repetidamente los desechos. (También hay disponibles botellas de vidrio opcionales de 3.5L)

Características de seguridad

Múltiples diseños con características de seguridad protegen tanto al operador como al equipo.

- (1) Vaciado de desechos más fácil y seguro con conectores de acople rápido para la botella.
- (2) Plataforma para botella tipo cerco, a prueba de vuelcos y derrames.
- (3) La protección contra desbordamiento evita que entre líquido a la bomba.
- (4) Diseño de bloqueo de aerosoles con filtro hidrofóbico y botella de cierre automático para minimizar la contaminación.

Expulsión de puntas con un solo dedo

El eyector ergonómico del BioDolphin hace que retirar las puntas sea fácil y sin esfuerzo.

Interruptor con bloqueo fácil

Mantenga una succión continua con un solo clic para ahorrar esfuerzo durante procedimientos repetitivos.

Conexión rápida

Instalación sencilla entre el mango y los adaptadores.

Autoclavable

La botella de desechos y todas las piezas de conexión suministradas son aptas para autoclave.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación RoHS
- Clase de protección IP 41

Número de parte	Descripción
197203-01(02)	Lafil 200 – BioDolphin, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
197205B-01(02)	Lafil 200 – Plus, sistema de succión (botella de vacío de PP con conector de manguera) con adaptador AC100-240V, enchufe US (enchufe EU)
197000-60-3500	Botella de vidrio de laboratorio con tapa de succión GL45, 3500 mL
197000-60	Tapa de succión para botella GL45
167200-41	Interruptor de pedal universal (tipo momentáneo)
167200-41-1	Interruptor de pedal universal (tipo mantenido)

Número de parte	Descripción
197200-01(02)	Unidad de succión Lafil 200 con adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
199100-00	Kit de succión BioDolphin
197200-53	Botella de vacío de PP con conector de acople rápido, 4000 mL
167200-65	Filtro de jeringa, PTFE, 0.2 um, 50 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 200 – BioDolphin, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Lafil 200 – BioDolphin, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe US
DATOS GENERALES · Vacío máx.	1013 ~ 213 mbar abs.	1013 ~ 213 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	10 L/min	10 L/min
DATOS GENERALES · Velocidad de aspiración	17 mL/sec	17 mL/sec

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Lafil 200 - BioDolphin, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Lafil 200 - BioDolphin, sistema de succión con adaptador AC100~240V, enchufe US
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	55 dB	55 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	DC12V, 1.5A	DC12V, 1.5A
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	18W	18W
OTROS DATOS · Peso neto	2.1 Kg	2.1 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	38 x 26 x 22 cm	38 x 26 x 22 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Kit de succión BioDolphin	Kit de succión BioDolphin

Aplicaciones

- Aspiración de cultivos celulares
- Bioaspiración

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)