



Botella de vidrio de laboratorio GL45

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle


Especificaciones	Botella de vidrio, 500 mL	Botella de vidrio, 1000 mL	Botella de vidrio, 3500 mL
N° de catálogo	197000-60-500	197000-60-1000	197000-60-3500
Tapa	Tapa de succión GL45	Tapa de succión GL45	Tapa de succión GL45
Incremento de graduación	100 ml	100 ml	500 mL
Conector de manguera	ID6	ID6	ID6
Autoclavable	Sí	Sí	Sí

Especificaciones técnicas

Especificación	Botella de vidrio, 1000 mL	Botella de vidrio, 3500 mL	Botella de vidrio, 500 mL
N° de catálogo	197000-60-1000	197000-60-3500	197000-60-500
Tapa	Tapa de succión GL45	Tapa de succión GL45	Tapa de succión GL45
Incremento de graduación	100 ml	500 mL	100 ml
Conector de manguera	ID6	ID6	ID6
Autoclavable	Sí	Sí	Sí

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)