



Tapa de embudo de PP

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

N° de catálogo: 197000-36

Adecuada para: LF 3 / LF3a, portafiltro Spin-Lock (300 ml)

Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm

Material del cuerpo: PP

Material de la tapa: silicona

Material del filtro de jeringa: PTFE

N° de catálogo: 200300-36

Adecuada para:

□□LF 5 / LF 5a, portafiltro Spin-Lock (500 ml)

□□MF 3 / MF 3a, portafiltro magnético (300 ml)

□□MF 5 / MF 5a, portafiltro magnético (500 ml)

Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm

Material del cuerpo: PP

Material de la tapa: silicona

Material del filtro de jeringa: PTFE

Especificaciones técnicas

Especificación	Tapa de embudo LF 3/3a	Tapa de embudo MF 3/3a/5/5a, LF 5/5a
N° de catálogo	197000-36	200300-36
Adecuada para	LF 3 / LF3a, portafiltro Spin-Lock (300 ml)	LF 5 / LF 5a, portafiltro Spin-Lock (500 ml); MF 3 / MF 3a, portafiltro magnético (300 ml); MF 5 / MF 5a, portafiltro magnético (500 ml)
Filtro de jeringa	25 mm, 0.2 µm	25 mm, 0.2 µm
Material del cuerpo	PP	PP
Material de la tapa	silicona	silicona
Material del filtro de jeringa	PTFE	PTFE

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)