



## Esterilizador eléctrico Dragon 320

**Código:** N/D

**Marca:** Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Sin combustible

Dragon 300 / 320 son mecheros eléctricos para esterilización rápida. Al generar calor a partir de electricidad, Dragon 300 / 320 no requiere combustible y está libre de los riesgos de contaminación cruzada que puede causar una llama abierta.

### Calentamiento rápido y estable

Temperatura ajustable hasta 850°C. Potentes elementos calefactores aseguran un calentamiento rápido y estable.

### Entrada amplia

Con una entrada mucho más amplia, Dragon 320 puede alojar objetos con un diámetro de cabeza mayor, de hasta 37 mm.

### Fácil de usar y sencillo

La base con peso, el soporte para asas y el ángulo de cámara ajustable (de 45° a 75°) hacen que Dragon 300 / 320 sea práctico y fácil de usar dentro de cabinas de flujo laminar o cámaras anaeróbicas.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

| Número de parte | Descripción                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 177320-11(22)   | Dragon 320, esterilizador eléctrico, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) |

## Especificaciones técnicas

| Especificación        | 37 mm · Dragon 320, esterilizador eléctrico, AC110V, 60Hz | 37 mm · Dragon 320, esterilizador eléctrico, AC220V, 50Hz |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura máx.      | 850°C                                                     | 850°C                                                     |
| Temperatura en espera | 600°C                                                     | 600°C                                                     |
| Potencia máx.         | 180W                                                      | 180W                                                      |
| Diámetro de la cámara | 37 mm                                                     | 37 mm                                                     |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 19 x 9 x 22 cm                                            | 19 x 9 x 22 cm                                            |
| Peso neto             | 1.1 Kg                                                    | 1.1 Kg                                                    |

## Aplicaciones

- Esterilización de tubos de cultivo en ensayos microbiológicos
- Esterilización por calor de asas y agujas de inoculación

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)