



## Tapa de succión GL45

**Código:** 197000-60

**Marca:** Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Autoclavable (material PP)

- La tapa de succión para botella GL45 permite que una botella típica para tejidos funcione como botella de succión. Es autoclavable, reutilizable, fácil de montar e ideal para la succión general de líquidos de desecho.

| Número de parte | Descripción                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 197000-60       | Tapa de succión para botella GL45                                     |
| 197000-63       | O-ring de silicona para tapa de succión GL45                          |
| 197000-60-500   | Botella de almacenamiento GL45 con tapa de succión, 500 mL            |
| 197000-60-1000  | Botella de almacenamiento GL45 con tapa de succión, 1000 mL           |
| 197000-60-3500  | Botella de almacenamiento GL45 con tapa de succión, 3500 mL           |
| 199100-68-5     | Tubo de silicona (Φ4.2xΦ8mm ), 5cm                                    |
| 197100-01       | Sistema de succión portátil Lafil 100 Plus                            |
| 197403-11(22)   | Lafil 400 - Sistema de succión BioDolphin AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) |
| 199100-00       | Kit de succión BioDolphin (celeste)                                   |

## Especificaciones técnicas

| Especificación                 | 197000-60                         |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Botella compatible con la tapa | Tapa de succión para botella GL45 |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)