



Divisor de muestras rotatorio de laboratorio 5000 ml

Código: B2-01-94-0028

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Divisor de Muestras Rotatorio de Laboratorio (Rotary Sample Divider), capacidad 5000 ml, tamaño de alimentación <12mm, división en 6 fracciones, velocidad 20-150 r/min, flujo 0-6 L/min, pantalla LCD con 10 programas guardados.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Código	B2-01-94-0028
Tamaño de alimentación	Menor a 12mm
Cantidad de divisiones de muestra	6
Capacidad de procesamiento por lote	5000 ml
Programas almacenados	10 programas almacenados
Configuración del tiempo	1s-99min 59S (Pantalla LCD)
Velocidad de rotación	20-150r/min (Pantalla LCD)
Caudal de muestra	0-6L/min

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)