



Prensa de compresión servocontrolada clase 0,5 2000-3000 kN

Prensa de compresión servocontrolada clase 0,5, 2000 kN

Código: B2-01-67-2000HD

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-67-2000HD
Fuerza máxima de ensayo	2000 kN
Rango de medición de fuerza	No informado
Clase de exactitud	0,5
Espacio de compresión	360 mm
Separación entre columnas	No informado
Carrera del pistón	150 mm
Tamaño de los platos de compresión	Ø300 mm
Dimensiones	1070×500×1260 mm
Potencia	2 kW, 220 V CA, 50 Hz
Peso	1100 kg
Normas	EN 12390-4, ASTM C39, AASHTO T22

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)