



Accesorio de flexotracción 200 kN para prensas de compresión

Código: b-01-67-700.flex

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorio para ensayos de flexotracción de hasta 200 kN, compatible con la prensa de compresión automática con pantalla táctil de 2000 y 3000 kN.

- Permite ensayos de compresión y flexotracción con un mismo equipo.
- Mide 1,25 m de alto, 42 cm de ancho y 55 cm de profundidad.

Especificaciones técnicas

SKU	b-01-67-700.flex
Capacidad máxima	200 kN
Dimensiones (alto × ancho × profundidad)	1250 × 420 × 550 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)