



Balanza analitica Ohaus PR

Código: PR124ZH / PR124ZH/E / PR224ZH / PR224ZH/E

Marca: Ohaus

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La serie PR trae tres modos de pesaje, puerto RS232, pantalla amplia con luz de fondo y una interfaz simple. El cortavientos de vidrio es estandar y el plato de acero se retira para limpiar.

Características

1. Pesaje, conteo de piezas y porcentaje
2. Tara automatica y ajuste de brillo
3. Indicador de estabilidad y de sobrecarga
4. El modelo /E se calibra con pesa externa; el otro modelo trae calibracion interna

Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad	Lectura	Calibracion	Plato
PR124ZH	120 g	0.1 mg	Calibracion interna	90 mm
PR124ZH/E	120 g	0.1 mg	Calibracion externa	90 mm
PR224ZH	220 g	0.1 mg	Calibracion interna	90 mm
PR224ZH/E	220 g	0.1 mg	Calibracion externa	90 mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)