


## CÉLULA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-CELELECHORZ-150



- La abundancia de tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene el valor del pH estable durante todo el proceso del experimento.
- Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y sustitución.
- Con el diseño de color de fondo de la muestra en la bandeja, conveniente para añadir la muestra.
- Diseño del botón de apertura de la tapa de seguridad, conveniente para abrir la tapa.
- La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido en la célula se volatilice y evita y fugas de electricidad.
- Auto-apagado cuando se retira la tapa.

**SKU:** B-01-29-0204-1600 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (W*L)	Volumen de muestra	Volumen de búfer	Dimensión (L * W * H)	Peso neto
Bell-CelElecHorz-150	B-01-29-0204-1600	48*75m m	3,5,9.1	~150ml	250*90*50 (milímetro)	0,4 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO