

CENTRIFUGADORA 5000RPM BELL-CENTRIFUGA-C5000



- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Motor sin escobillas de alta potencia, control por microordenador
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con bloqueo mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

SKU: B-01-29-0202-0610 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

| Modelo | Bell-Centrifuga-C5000 | Bell-Centrifuga-C6000 |
|---------------------|--|------------------------------|
| Código SKU | B-01-29-0202-0610 | B-01-29-0202-0611 |
| RPM MÁX. | Ajuste de velocidad continua de 5000RPM, velocidad y tiempo de la pantalla LED | 6000RPM |
| MAX RCF | 3600xg | 5200xg |
| Temporizador | 0-99min | 0-99min |
| Capacidad del rotor | 20ml*8 (estándar) | 15ml*12 (estándar) |
| Voltaje | 110V 60Hz/220V 50Hz | 110V 60Hz/220V 50Hz |
| Dimensión | 280*310*265m m | 280*310*265m m |
| Peso | 9kg | 9kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO