

## CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-P4000



### Bell-Centrifuga-P4000

- Caja de plástico resistente con control por microprocesador
- Pantalla LED de velocidad y temporizador
- Motor DC Brushless,
- Sobre la velocidad y la alarma terminado
- Con cerradura de puerta mecánica, la cubierta abierta y se detendrá
- Display de código Erroe, ajuste de velocidad arriba y abajo
- Utilizado para PRP/PPP

Adecuado para centrifugar la jeringa de 10 ml directamente

Es un producto dedicado para el salón de belleza

**SKU:** B-01-29-0202-0603 | **Categorías:** [Centrifugadoras de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Bell-Centrifuga-P4000</b>
Código SKU	B-01-29-0202-0603
Velocidad máxima	4000RPM, ajuste de velocidad continuo, velocidad y tiempo de la pantalla LED
RCF máximo	1780xg
Temporizador	0-99min
Capacidad del rotor	Rotor angular 15ml/10ml*8
Voltaje	100-240V 50-60Hz
Dimensión	260*300*205m m
Peso	6Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO