

CENTRIFUGAS DE LABORATORIO



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CENTRIFUGAS DE LABORATORIO

CENTRIFUGA DIGITAL Y REFRIGERADA PARA MICROHEMATOCRITO, PARA TUBOS EPPENDORF PARA TUBOS DE 15 Y 50 ML, MICROPROCESADA CON ROTOR FIJO Y OSCILANTE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

COTECNO

COTECNO