

CER-2000 | TRANSMISOR DE PRESIÓN Y NIVEL INTELIGENTE CON MEMBRANA CERÁMICA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El CER-2000 es un transmisor de presión inteligente con membrana cerámica y carcasa de acero inoxidable. Ideal para medición de presión y vacío en líquidos y gases. Zero y span ajustable en amplios rangos mediante 3 botones incorporados y display.

- Carcasa de Acero Inoxidable
- Indicación Local
- Zero y span ajustable con 3 botones sin test de presión
- Resistente a vacío
- ATEX y IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (opcional)

COTECNO