

CESTA DE GRAVEDAD ESPECÍFICA -H-3371



SKU: H-3371 | Categorías: Agregados, Contenedores, cestas, Ensayos ASTM/NCH, Gravedad específica,

<u>Humboldt</u> | **Etiquetas:** <u>ASTM C127</u>



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La canasta de malla de alambre No. 8 de acero inoxidable presenta una construcción reforzada y una manija tipo bail. Dimensiones: 8 "x 8" de diámetro. Cumple con ASTM C127. Envío wt. 9 lbs. (4kg)

La cesta de gravedad específica admite las siguientes normas: ASTM C127

• Normas

ASTM C127



INFORMACIÓN ADICIONAL