

DETECTOR DE PLUMA DE PRUEBA DE CALIDAD DEL AGUA BELL-DETECPLUMA



SKU: B-01-62-0100-0043 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





AQUACULTURE



DOMESTIC WATER



SWIMMING POOL



FOOD TESTING

Parámetro técnico

Rango de medición:

pH: 0.00~14.00

ORP: -999mV ~ 999mV Temperatura: 0 ~ 60 ° C

Resolución:

0.01pH/1mv, 0.1°C

Uno

Exactitud:

+0.02pH,+2mV,+0.3°C

Tiempo en espera:

Entorno teórico durante más de un año Características:

PH/ORP libremente conmutable

COTECNO