

## COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA, MOLDE SEPARADO 6" -H-4161A



**SKU:** H-4161A | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Volumen del molde de 1 / 13.33 cu. ft., tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia a la oxidación. Incluye placa de base desmontable, pernos y tuercas de mariposa. El molde tiene una división vertical en el cuerpo con 2 abrazaderas de acción rápida para facilitar la extracción de la muestra. Las dimensiones del molde son 6 "ID x 4.584" H con un cuello desmontable de 2 " Incluye placa de base desmontable, pernos y tuercas de mariposa. Compatible con el compactador H-4169.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO