

COMPRESOR DE TORNILLO, MANDÍBULA CERRADA, TENAZA EN C -H-8755



SKU: H-8755 | **Categorías:** Compresor de tornillo, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Tenazas de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compresor de tornillo de abrazadera, mandíbula cerrada, tenaza en C con poste lateral para la inserción de tubos.

Abertura de mandíbula: 0-7 / 8 "(0-23 mm) Altura máxima, 1-1 / 8" (30 mm) de ancho máximo



INFORMACIÓN ADICIONAL