

MESA GÉMINIS 150KG - BELL-MESGEN-150



SKU: B-01-53-0300-0201 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gemini Table, también conocida como mesa de metales preciosos, funciona de acuerdo con el príncipe de gravedad específica. Ideal para tamaños de grano entre 30 micras y 2 mm,

Está especialmente diseñado para metales preciosos como oro, paladio, tantalio y cobre.

Puede maximizar la tasa de concentración en el mineral con su bajo consumo de energía.

Gracias a las mini válvulas instaladas con frecuencia, se puede realizar un ajuste fino en el colector de agua como desee.

TS EN 12100: 2011, EN 60204-1 Reglamento de seguridad de maquinaria y norma **CE**.

Tenemos dos tipos de producción, tipo de laboratorio Gemini Table y tipo industrial

| Detalles técnicos | Bell-MesGen-150 | Bell-MesGen-450 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Código SKU | B-01-53-0300-0201 | B-01-53-0300-0202 |
| Capacidad | <150kg/h | <450kg/h |
| Potencia | 0,37 kW | 1,1 kW |
| Dimensiones | 1500x1000x1000mm | 2700x1750x1000mm |
| Peso | 180kg | 470kg |

COTECNO