

CONDENSADOR CON TUBO INTERIOR FUNDIDO - BELLVID-C-CONDENSADORTIF-400



SKU: N / A | **Categorías:** [Condensadores](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones De Condensador Con Tubo Interior Fundido

Modelo	Codigo Sku	Longitud de la chaqueta (mm)	OD del tubo superior (mm)	Área de enfriamiento dm3	Longitud (mm)	/caja
BellVid-CCondensadorTIF-200	B-01-21-0105-0000 200		18	0.70	350	48
BellVid-CCondensadorTIF-300	B-01-21-0105-0001 300		20	1.10	480	48
BellVid-CCondensadorTIF-400	B-01-21-0105-0002 400		22	1.60	590	48

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO