

CONTADOR DE CÉLULAS SOMÁTICAS COMPACTO SCC



- Actualización automática de software y servicio remoto
- Diseño compacto y portátil
- Tableta con pantalla táctil totalmente funcional de 10 "
- Impresora incorporada
- Teclado y mouse inalámbricos
- Uso de LACTOCHIPS desechables de 4 canales
- Bajo consumo de energía

SKU: LACTOSCAN-SCCC | **Categorías:** [Contador de células somáticas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Microscopio de bajo aumento, fluorescente directo de alta gama con autoenfoco rápido y software de conteo de células
- Análisis de células somáticas rápido, preciso y confiable de leche de vaca, oveja, cabra, búfalo y leche materna.
- [Posibilidad de análisis de referencia\(PDF\)](#)
- Detecta mastitis clínica y subclínica
- El costo más bajo por prueba de recuentos de células somáticas
- Resultados fáciles de leer en 20 a 60 segundos
- Toma un máximo de 60 imágenes mediante movimientos X: Y controlados por computadora y luego las procesa mediante el software de análisis de imágenes
- Almacena un número ilimitado de registros en la base de datos
- Los resultados están codificados por colores

Parámetros de medición

Rango de desviación

Número de células / mL	*CV%
100 000	5%
400 000	3%
600 000	2%

- **Coefficiente de variación**

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente: 10°C -40°C
- Temperatura de la leche: 1°C - 40°C
- Humedad relativa: 30% - 80%

Parámetros eléctricos

- Voltaje de la fuente de alimentación AC:220V/110V
- Voltaje de la fuente de alimentación DC:12V, 5 A
- Consumo de energía: 60 W

Parámetros mecánicos

- Dimensiones (An x Pr x Al): 390x300x260 mm
- Peso <7.300 kg
- Caja de plástico con tapa

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO