

CONTENEDOR DE MUESTRAS



SKU: N / A | Categorías: [Calorímetro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor de Muestras Descripción del producto:

- Recipientes de muestra de mortero
- EN 196-9
- Para sujetar las muestras de mortero.
- Oscuro. 84 mm de diámetro. x 162 mm
- Volumen 880 cm³ (1 unidad = 50 uds.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO