

CONTENEDOR DE VACÍO DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Recipiente de vacío de acero inoxidable para desairear botellas de picnómetros utilizadas para la determinación de la densidad del asfalto. Adecuado para 3 picnómetros 1000 ml o 1 de 2000 ml.

La tapa está equipada con un accesorio de sujeción rápida. Se suministra con bandeja interior, tubo de conexión de vacío de Ø 5 mm, así como con grifo de desaireación. Max. vacío de 15 mbar. Ø interior 250 mm, altura aprox. 270 mm.



SKU: 20-1436 | Categorías: Asfalto, Ensayos ASTM/NCH, Extracción |



INFORMACIÓN ADICIONAL