

CONTENEDOR DE VACÍO DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Recipiente de vacío de acero inoxidable para desairear botellas de picnómetros utilizadas para la determinación de la densidad del asfalto.

Adecuado para 4 picnómetros 1000 ml o 3 de 2000 ml. La tapa con fijación rápida está equipada con una ventana de Ø 150 mm. Suministrado con bandeja interior, tubo de conexión de vacío de Ø 5 mm con manómetro y grifo de desaireación. Max. vacío de 15 mbar. Ø interior de 315 mm, altura aprox. 270 mm.



SKU: 20-1435 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Extracción](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL