

## CONTENEDOR REDONDO PARA BARRAS DE MORTEROS— H-3267



**SKU:** H-3267 | **Categorías:** [Cemento](#), [Humboldt](#), [Pruebas de prisma](#) | **Etiquetas:** [ASTM C227](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este contenedor plástico incluye un enrejado con capacidad para ocho barras de ensayo colocadas verticalmente.

Las dimensiones son: 6 x 17"

(150 x 430 mm).

Cumple norma ASTM C227.

Peso de embarque 12 Lbs.

(5.44 Kg.)

Cumple con la norma [ASTM C227](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO