

CORTADOR DE MUESTRA DE PRUEBA DE TRACCIÓN




SKU: LC-1 | **Categorías:** [Analizador de propiedades físicas de embalaje](#), [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Probador de tracción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

El cortador de muestras de prueba de tracción LC-1 corta muestras de película plástica, papel, etc., en preparación para otras pruebas, tales como tracción, pelado, desgarro y sellado por calor, etc. Tiene una estructura compacta y es fácil de usar. Los bordes de la muestra recortada son uniformes y lisos.



Especificaciones

Artículo	Parámetros técnicos
Tamaño de muestra cortada	15mm×210mm (ancho ajustable)
Cortar cantidad de muestra	10 PCS (una sola capa)
Espesor de la muestra	≤300μm
Tamaño del cortador	360×280×250mm

Características

Todas las piezas están hechas de acero de alta calidad, estructura compacta, fácil de montar y desmontar.

Es duradero, ahorra trabajo y es fácil de operar.

Los tamaños de muestra se pueden cortar con precisión, sin daños, bordes lisos sin rebabas.

COTECNO