

## CRONÓMETRO, 1/5 SEGUNDO MOVIMIENTO, 60 SEGUNDOS -H-2260



**SKU:** H-2260 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Temporizadores ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cronómetro de tiempo de espera, utilizado para las operaciones de cronometraje y las pruebas Arranque, parada y reinicio se activan al presionar la corona. Las manos se reinician presionando el pasador en el costado de la caja. Cuenta con caja de níquel-cromo y movimiento antimagnético, resistente a los golpes

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO