

## CUARTO DE BLOQUE DE REACCIÓN PÚRPURA, 28MM X 24MM



Cuarto de bloque de reacción púrpura, 4 orificios - Recipiente de reacción de 20 ml 28 mm de diámetro x 24 mm de profundidad

SKU: 18900003

Esta sección contiene accesorios y equipos de soporte que se pueden usar con nuestros agitadores magnéticos y placas calefactoras.

**SKU:** 18900003 | **Categorías:** [Accesorios para agitadores y placas calefactoras](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO