

CUARTO DE BLOQUE DE REACCIÓN ROJO, 15,2 MM X 20 MM



Cuarto de bloque de reacción ROJO, 11 agujeros Recipiente de reacción de 4 ml 15,2 mm de diámetro x 20 mm de profundidad

SKU: 18900002

Esta sección contiene accesorios y equipos de soporte que se pueden usar con nuestros agitadores magnéticos y placas calefactoras.

SKU: 18900002 | **Categorías:** [Accesorios para agitadores y placas calefactoras](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO